

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/qualdrop-hexpure-150ml-polimerowy-material-filtracyjny-p-26193.html>



## Qualdrop Hexpure 150ml Polimerowy materiał filtracyjny

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>36,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>QD HEXPURE 150ML</b> |
| Kod EAN          | <b>5903240127726</b>    |

### Opis produktu

#### Qualdrop Hexpure 150ml Polimerowy materiał filtracyjny

**HEXPURE** to syntetyczny polimerowy materiał filtracyjny o makroporowatej strukturze. Ma postać drobnych granulek. Hexpure dzięki swojej strukturze, budowie i właściwościach zapewnia nie tylko własności absorbujące, ale również jonowymienne.

#### HEX - PURE... czyli minimum **SZEŚĆ** korzyści

1. Poprzez usuwanie zanieczyszczeń organicznych, zawierających związki azotu, pozwala kontrolować poziomy  $\text{NH}_4$ ,  $\text{NO}_2$  i  $\text{NO}_3$ .
2. Nie absorbuje niezbędnych mikroelementów.
3. Podwyższa potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ang. oxidation-reduction potential, ORP).
4. Sprawia, że woda staje się bardzo klarowna.
5. Może być stosowany w akwarystyce słodkowodnej jak i w morskiej.
6. Wydajny – 25 ml HEXPURE wystarcza na oczyszczenie ok. 100 l wody przez okres nawet do 6 miesięcy. Może być regenerowany.

#### Sposób użycia.

Użyć ok. 25 ml na każde 100 litrów wody w zbiorniku, umieszczając Hexpure w woreczku przeznaczonym na bardzo drobne media filtracyjne – QD Dural Bag. Przed umieszczeniem woreczka z preparatem w filtrze, woreczek należy zawiązać i przepłukać kilkakrotnie pod bieżącą wodą. Woreczek z produktem należy umieścić w filtrze jako ostatnie medium filtracyjne. Hexpure posiada swoisty zapach – jest to normalna cecha produktu i nie jest jego wadą. Zmiana barwy Hexpure na brązową bądź czarną świadczy o jego zużyciu i konieczności ewentualnej regeneracji. Do umieszczenia Hexpure w filtrze polecamy Dural Bag - specjalnie stworzone odporne chemicznie woreczki o dwóch rozmiarach M (10 x 15 cm) i L (13 x 25 cm) wielokrotnego użytku.

---

**Pojemność:** 150 ml