

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/scanvet-arthroflex-250ml-p-125712.html>



ScanVet ArthroFlex 250ml

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	mls-1188
Kod EAN	5390790003103

Opis produktu

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i zwierząt futerkowych

ArthroFlex® stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju chrząstki stawowej. Jego podawanie zaleca się szczególnie w przypadku niechęci do ruchu spowodowanej zaburzeniami funkcjonowania stawów. Może być także stosowany wspomagająco w innych uszkodzeniach stawów lub zaburzeniach rozwojowych chrząstki stawowej.

- wspomagająco w uszkodzeniach stawów
- w okresie rozwoju chrząstki stawowej u młodych psów
- profilaktycznie jako ochrona obciążonych stawów

Stosowanie:

Podawać doustnie.

- Zwierzęta młode:
 - profilaktycznie - 2,5 ml/dzień przez 3 miesiące;
 - wspomagająco w uszkodzeniach stawów- 5 ml/dzień przez 2-4 tygodnie lub do ustąpienia objawów.
- Zwierzęta dorosłe o masie ciała do 40 kg: wspomagająco w uszkodzeniach stawów - 5-10 ml/dzień przez 14-28 dni lub do ustąpienia objawów, następnie dawkę można zmniejszyć do 2,5 ml/dzień.
- Ilość podawanego preparatu uzależniona jest od celu stosowania, wieku i masy ciała zwierząt.
- 1 naciśnięcie pompki dozownika = 2,5 ml.

Składniki analityczne:

Węglowodany 26,2%, Białko surowe 5,1%, Włókno surowe <0,1%, Tłuszcz surowy <0,5%, Popiół surowy 1,2%, Ca: <0,01 mg/kg, Na: <100 mg/kg, P: 0 mg/kg. Zawartość wilgoci: 67,5%.

Skład:

Glukozamina, Sorbitol, Dekstroza, Dimetylosulfon (MSM), Siarczan Chondroityny

Dodatki:

Witaminy i prowitaminy (g/kg): Witamina C (E300) 10 g, naturalne produkty botaniczne (g/kg): Wyciąg z Harpagophytum procumbens (Czarciego pazura) 100g. Pierwiastki śladowe (g/ kg): Mangan (E5) w postaci siarczanu manganu jednowodnego 0,5g.

5 ml preparatu zawiera:

Siarczan glukozaminy 600 mg, Siarczan chondroityny 240 mg, MSM 250 mg, Czarciego pazura 0,5 ml, Mangan 2,5 mg, Witamina C 50 mg.

Właściwości:

ArthroFlex® to specjalistyczny preparat normalizujący metabolizm chrząstki stawowej i poprawiający funkcjonowanie stawów. Chondroityna oraz glukozamina są podstawowymi składnikami substancji międzykomórkowej tkanki chrzęstnej. Uczestniczą w regeneracji chrząstki, zapobiegają mikrouszkodzeniom stawów powstającym podczas intensywnego ruchu. Witamina C i mangan są niezbędne w syntezie kolagenu, który jest składnikiem substancji międzykomórkowej. MSM jest źródłem łatwo przyswajalnej siarki niezbędnej w syntezie glikozaminoglikanów.