

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/wklady-wymienne-do-czyszcika-do-jezyka-4szt-p-137161.html>

Wkłady wymienne do czyścika do języka (4szt.)



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	reco-2656

Opis produktu

Dokładnie oczyszcza język z bakterii. Antybakteryjny efekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu jonów srebra oraz włókien bioaktywnych Trevira, opiera się wyłącznie na funkcjach fizycznych a nie z powodu obróbki chemicznej.

- Skutecznie zabija bakterie:
- Usunięcie nalotu na języku oznacza redukcję bakterii, co działa pośrednio chroniąc przed próchnicą.
- Efektywnie zwalcza nieświeży oddech.

- Dokładnie eliminuje osady:
- Czyszczenie języka zmniejsza nieprzyjemne osady z powodu tytoniu, nikotyny, herbaty, kawy i alkoholu. Poczucie smaku ulega znacznej poprawie.
- Polepsza wydzielanie śliny

Ślina w naturalny sposób oczyszcza język. Produkcji śliny może być stymulowana poprzez czyszczenie języka.Zastosowanie:Poprowadź Czyścik nad językiem ruchami okrężnymi z minimalnym naciskiem.Zwilż wodą przed użyciem, po zastosowaniu dokładnie spłucz ciepłą wodą. Pozostaw do wyschnięcia.W zależności od indywidualnych nawyków jedzenia, picia i palenia - włókna mogą zmienić kolor. Zabarwienie nie ma wpływu na antybakteryjne funkcje czyścika.Wymień wkład czyścika na nowy po 1-2 tygodniach codziennego stosowania.Przechowywać poza zasięgiem dzieci.